

# IMPIANTO SIMPLY

**TIPOLOGIA** Interventi più soft per i pazienti, rispetto agli impianti puramente conici, Simply offre grandi risultati sia nella mascella che mandibola, eccellente in osso di tipo D1 e D2.

**CHIRURGIA** Veloce e facile inserimento grazie alla sua forma ed alle frese calibrate di precisione, semplifica notevolmente il lavoro dell'operatore adattandosi a tutte le procedure chirurgiche con la varietà di misure disponibili.

**PROTESI** Ampia gamma di monconi, abbiamo considerato tutti i casi, tutte le forme per le scelte e le esigenze dei protesisti, mantenendo per tutti i diametri un unico moncone protesico.

## 1 SWITCHING PLATFORM

- Area di contatto aumentata tra superficie implantare e moncone
- Favorisce la guarigione dei tessuti gengivali
- Unica connessione protesica per tutti i diametri ad esagono interno

## 2 COLLO TRATTATO SENZA MICROFILETTO

- Facilita l'inserimento dell'impianto senza l'utilizzo di preparatori crestali
- Riduce lo stress chirurgico sull'osso corticale

## 3 SPIRA A FILETTO PROGRESSIVO

- Apice a profilo tagliente 2° e 3° coronale compattante
- Riduce l'invasività con il giusto contatto con l'osso spugnoso
- Migliora il processo osteointegrativo (B.I.C.)

## 4 DESIGN ANATOMICO E STRUTTURA TRONCO CONICA

- Morfologia innovativa progettata per ottenere una elevata stabilità primaria e secondaria
- Distribuzione dei carichi su tutto il corpo implantare

## 5 SISTEMA AUTOMASCHIANTE


- Autofilettante
- Autoperforante

## 6 APICE PENETRANTE ATRAUMATICO

- Permette all'impianto di penetrare siti sotto preparati
- Aiuta a sollevare la membrana del seno mascellare
- Evita il rischio di perforazione

## LIVELLO DIFFICOLTÀ OPERATORE

● ○ ○ ○ ○ Bassa




ACID ETCHING  
SURFACE

# Simply

Impianti esagono interno tronco conici

## Misure e codici



Normal

H	Ø 3,5 <span style="color: yellow;">■</span>	Ø 4,0 <span style="color: green;">■</span>	Ø 4,5 <span style="color: white;">■</span>	Ø 5,0 <span style="color: red;">■</span>
8,5 mm	SIMPLY 3,5-8,5	SIMPLY 4-8,5	SIMPLY 4,5-8,5	SIMPLY 5-8,5
10,0 mm	SIMPLY 3,5-10	SIMPLY 4-10	SIMPLY 4,5-10	SIMPLY 5-10
11,5 mm	SIMPLY 3,5-11,5	SIMPLY 4-11,5	SIMPLY 4,5-11,5	SIMPLY 5-11,5
13,0 mm	SIMPLY 3,5-13	SIMPLY 4-13	SIMPLY 4,5-13	SIMPLY 5-13
14,5 mm	SIMPLY 3,5-14,5	SIMPLY 4-14,5	SIMPLY 4,5-14,5	-
Platform	Normal	Normal	Normal	Normal



Versione con collare transmucoso  
macchinato di 1,3 mm  
disponibile su richiesta



Versione full-machined  
disponibile su richiesta



Kit e strumenti pag. 68  
Componenti protesiche pag. 97