


Kit chirurgico impianti Simply e Sirio

Cod. SLL903.7



1. SD-00

Avvitatore da manipo



2. SH13

Chiavetta da manipo
per viti passanti



3. SKI-13R h 13 mm

Chiavetta digitale per
viti passanti punta
1,28 mm



4. SKI-10 h 10 mm

Chiavetta digitale per
viti passanti punta
1,28 mm




5. SF00

Fresa pilota \varnothing 1,8 mm



6. SKI-N

Inserto per chiave
dinamometrica
regolabile



7. SPI-C-M2

Avvitatore in acciaio
da manipo per
impianto esag. int.
PLATFORM LARGE



Disponibile anche nella
versione lunga SPI-C-M


8. SPI-M2

Avvitatore corto in
acciaio da manipo
per impianto esag. int.
PLATFORM NORMAL



Disponibile anche nella
versione lunga SPI-M

9. FRESE CONICHE CON STOP DA MANIPOLO



H*	\varnothing 3,5	\varnothing 4,0	\varnothing 4,5	\varnothing 5,0
8,5 mm	SFTC 3,5-8,5	SFTC 4-8,5	SFTC 4,5-8,5	SFTC 5-8,5
10,0 mm	SFTC 3,5-10	SFTC 4-10	SFTC 4,5-10	SFTC 5-10
11,5 mm	SFTC 3,5-11,5	SFTC 4-11,5	SFTC 4,5-11,5	SFTC 5-11,5
13,0 mm	SFTC 3,5-13	SFTC 4-13	SFTC 4,5-13	SFTC 5-13
14,5 mm	SFTC 3,5-14,5	SFTC 4-14,5	SFTC 4,5-14,5	-

* Le frese chirurgiche sono più lunghe rispetto agli impianti, la tacca colorata indica il diametro. Vedi protocolli chirurgici pagina 22.


10. MASCHIATORI

Necessitano di **SI-10/SI-15**



H	\varnothing 3,5	\varnothing 4,0	\varnothing 4,5	\varnothing 5,0
8,5 mm	MTCS 3,5-8,5	MTCS 4-8,5	MTCS 4,5-8,5	MTCS 5-8,5
10,0 mm	MTCS 3,5-10	MTCS 4-10	MTCS 4,5-10	MTCS 5-10
11,5 mm	MTCS 3,5-11,5	MTCS 4-11,5	MTCS 4,5-11,5	MTCS 5-11,5
13,0 mm	MTCS 3,5-13	MTCS 4-13	MTCS 4,5-13	MTCS 5-13
14,5 mm	MTCS 3,5-14,5	MTCS 4-14,5	MTCS 4,5-14,5	-


Strumenti impianti Simply e Sirio



Per aprire il box chirurgico ruotare il coperchio in direzione opposta alla base

1. SG-00

Chiave a cacciavite per mascellare superiore



○ 4 mm

2. ST-D-100

Chiave dinamometrica da 15 a 100 NW completa di inserto



4 mm □

3. SBMC

Chiave blocca montatore



□ 4 mm

4. ST-00

Cricchetto



4 mm ○

5. SKI-P

Chiave a penna per viti passanti



● 1,28 mm

6. SM-01

Avvitatore manuale



○ 4 mm

7. PI-M

Avvitatore per impianti ad esagono interno NO-MOUNT con connessione PLATFORM NORMAL

2,43 mm ● □ 4 mm

Disponibile anche nella versione senza o-ring ritentivo cod. PI per impianti con montatore transfer.

8. PSF

Prolunga per frese



9. SI-10 / SI-15

Prolunghe per cricchetto h 10/15 mm

4 mm ○ □ 4 mm

10. PI-C-M

Avvitatore per impianti ad esagono interno NO-MOUNT con connessione PLATFORM LARGE

3 mm ● □ 4 mm

Disponibile anche nella versione senza o-ring ritentivo cod. PI-C per impianti con montatore transfer.